


Vicino ai pazienti dove ne hanno più bisogno

Scegli di migliorare l'assistenza sanitaria rendendo disponibili le analisi critiche al letto del paziente con il sistema di emogasanalisi epoc®

siemens-healthineers.com/epocnxs



Sistema di emogasanalisi epoc con Host NXS




Sistema operativo Android, velocità di elaborazione potenziata e memoria estesa per rendere disponibili i risultati delle analisi critiche dove se ne ha più bisogno

Letture di codici a barre 1D/2D integrato


Accessibilità semplificata tramite microSD

Letture di codici a barre attivabile da hardware e software



Schermo touchscreen, con risoluzione HD da 5 pollici, sensibile al tocco coi guanti dotato di ampia tastiera su schermo

Design leggero e maneggevole pensato per rispondere alle esigenze degli utenti



Interfaccia utente intuitiva e **design del flusso di lavoro** con guida animata per l'utente per assistere **utenti esperti e alle prime armi.**



Connessione Wi-Fi e Bluetooth protetta

Risultati contraddistinti da colori diversi



Refertazione dei risultati critici

epoc e tutti i marchi associati sono marchi di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

La disponibilità del prodotto può variare da un Paese all'altro ed è soggetta a requisiti normativi diversi. Per la disponibilità, si prega di contattare il proprio rappresentante di zona.

Sede centrale di Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germania
Telefono: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Published by

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Telefono: +1 781-269-3000